

DIGITALE MESSUNGEN. PERSÖNLICH BEGLEITET.

Mehr Möglichkeiten. Direkt in Ihrer Apotheke.

Mit Higo® erweitern Sie Ihr Angebot um digitale Messungen vor Ort. Nutzen Sie das Gerät für eigene Messungen oder übermitteln Sie Untersuchungsdaten über das ärztliche Portal des Herstellers für eine anstehende Videosprechstunde.

Inklusive Einrichtung und Schulung auf Deutsch



Higo® mit fünf Wechselmodulen

Ein Gerät. Zwei Wege im Apothekenalltag.

01

Für eigene Messungen

Ihr geschultes Team erfasst Messwerte, Bilder und Tonaufnahmen direkt in Ihrer Apotheke. Auch unabhängig von einer Videosprechstunde.

02

Für die Videosprechstunde

Steht eine Videosprechstunde an, werden die Daten mit Einwilligung der Patient:innen über das ärztliche Portal des Herstellers an die behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt übermittelt.

Fünf Module. Neun Untersuchungsarten.



Sichtbar machen

Bildaufnahmen von Ohr, Rachen und Haut



Geräusche erfassen

Tonaufnahmen von Herz, Lunge, Bauch und Husten

72

Messwerte erheben

Körpertemperatur und Herzfrequenz

Ihre Apotheke misst und dokumentiert. Die medizinische Beurteilung und Diagnose liegen bei Ärztinnen und Ärzten.

Was Higo® erfasst. Und wie die Messung abläuft.

Fünf Wechselmodule bündeln neun Untersuchungsarten. Je nach Messung entstehen Ton- oder Bildaufnahmen beziehungsweise ein digitaler Messwert.

01

Herzgeräusche

STETHOSKOP · TONAUFNAHME

Das digitale Stethoskop zeichnet Herzgeräusche an vier Positionen am Brustkorb auf. Pro Position entsteht eine zehnssekündige Tonaufnahme für die ärztliche Beurteilung.

02

Lungengeräusche

STETHOSKOP · TONAUFNAHME

Atemgeräusche werden an zwölf Positionen am Oberkörper erfasst. Jede Aufnahme dauert zehn Sekunden. So werden verschiedene Bereiche der Lunge akustisch dokumentiert.

03

Bauchgeräusche

STETHOSKOP · TONAUFNAHME

Das Stethoskop erfasst Bauchgeräusche oberhalb und unterhalb des Nabels. An beiden Positionen wird jeweils 30 Sekunden lang eine Tonaufnahme erstellt.

04

Herzfrequenz

STETHOSKOP · MESSWERT

Über das Stethoskop ermittelt Higo® die Herzfrequenz. Das Gerät zeigt das Ergebnis auf dem Display an und beendet die Messung automatisch.

05

Hustenaufnahme

STETHOSKOP · TONAUFNAHME

Das Stethoskop zeichnet mehrere Hustenstöße auf. Die Tonaufnahme dokumentiert das Hustengeräusch und ergänzt bei Bedarf die Aufnahmen der Atemgeräusche.

06

Körpertemperatur*

THERMOMETER · MESSWERT

Der Infrarotsensor erfasst die Körpertemperatur an Stirn und Schläfe. Das Thermometermodul wird dabei mit Hautkontakt von der Stirn über die Schläfenregion geführt.

07

Ohr

OTOSKOP · BILDAUFNAHME

Das Otoskop erfasst Gehörgang und Trommelfell im Bild. Eine Anzeige am Gerät hilft dabei, eine geeignete Aufnahme für die ärztliche Beurteilung zu erstellen.

08

Rachen*

RACHENKAMERA · VIDEO

Die Kamera erfasst den hinteren Rachenraum mit Mandeln, Zäpfchen und Gaumenbögen. Die Aufnahme lässt sich am Display kontrollieren und wird als Video dokumentiert.

09

Haut

HAUTAUFSATZ · VIDEO

Der Hautaufsatz filmt Hautstellen und ihre Umgebung bis zu 20 Sekunden lang. Durch Bewegen des Aufsatzes können auch größere Bereiche erfasst werden.

* Nutzbar, sobald die messtechnische Kontrolle des Thermometers bzw. Einmalspatel oder eine validierte Aufbereitung für das Rachenmodul geklärt sind – Einzelheiten im Kaufvertrag.

Die praktische Handhabung lernt Ihr gesamtes Team in der deutschsprachigen Schulung. Für die Anwendung gilt die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Herstellerangaben: HigoSense, Higo Help Center · higosense.com/help/exams/ · Stand 20.10.2026